

Bem-vindo ao CATMAS

Este manual contém as principais orientações para encontrar um item.

Qual a diferença entre material e item de material?

Material (PDM): É a estrutura do objeto que será catalogado. Nesta estrutura serão definidas as características (tamanho, formato, material de fabricação, capacidade) que são importantes para a especificação. (Ex: televisor, microcomputador, xícara).

Item de material: É no item de material que consta a especificação completa do objeto de acordo com o preenchimento das características estruturadas no material (PDM).


A mesma hierarquia é seguida para Serviço e item de serviço.

PESQUISA PELO CÓDIGO DO ITEM DE MATERIAL OU SERVIÇO

1. Acessar o Portal de Compras e passar o mouse sobre em **Catálogo CATMAS**



2. Clique em **Consulta a itens de material ou itens de serviço**



3. Selecione o tipo de item

Materiais e serviços > Consulta a itens de materiais ou itens de serviços
Item de material e/ou serviço

Consulta de item de material ou item de serviço

Tipo do item * ⓘ
Selecione o tipo do item

Item de material
Item de serviço

4. Digite o código do item e selecione a caixa branca que aparece com o número completo.

Materiais e serviços > Consulta a itens de materiais ou itens de serviços
Item de material e/ou serviço

Consulta de item de material ou item de serviço

Tipo do item * ⓘ
✘ Item de material

Situação
Selecione uma situação

Código do item de material
000102539

Especificação do item de material
Digite o nome do item de material

000102539

Marca(s) de referência
Digite uma ou mais marcas de referência

5. Clique no botão PESQUISAR

PESQUISAR

6. O CATMAS retorna a busca com o item do código selecionado

Consulta de item de material ou item de serviço

Itens de material encontrados


Código ▼▲	Especificação do item ▼▲	Situação ▼▲	Natureza de Despesa ▼▲	Material	Grupo ▼▲	Relatório de detalhes do item de material
000102539	LAPIS - TIPO: F; FORMATO: SEM BORRACHA;	Suspensão para compra	MATERIAL CONSUMO	75100010 LAPIS -	75 - ARTIGOS DE ESCRITORIO	

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

10 ▼

1


7. Para ver os detalhes e a especificação completa do item, basta clicar em cima do código marcado de cinza mais escuro.



OUTRAS OPÇÕES DE PESQUISA

Ao chegar à etapa 3, caso não possua o código do item para pesquisar conforme orientado acima, você pode usar outros campos para encontrar o item desejado.

A. Pesquisa por palavra ou frase: Digite palavras chave que possam estar na especificação do item procurado. Caso deseje que a busca além de considerar a especificação, considere os sinônimos que podem ter sido incluídos, basta marcar a caixinha indicada.




Você ainda pode filtrar, utilizando a **situação** do item.



- Os itens com situação **ATIVO** são os que podem ser utilizados em processos de compras.
- Os itens com situação **SUSPENSO PARA COMPRA** são apenas para movimentações no estoque, patrimônio e empenho, exceto, quando se tem um código de liberação de compras.

B. Busca avançada: Ao ativar o botão de busca avançada, novas opções de filtro são ativadas.



Dentre os filtros, o mais indicado é o **filtro por material**, onde com o código ou digitando o nome do material, se consegue pesquisar todos os itens daquele material. Este filtro também pode ser associado à situação (ativo ou suspenso para compra).

1. Clique em filtrar por material para abrir a aba.

2. Digite o código do material ou uma palavra que remeta ao objeto ou serviço desejado

Filtrar por material

Código ou nome do material ⓘ

Digite o código ou nome

Digite no mínimo 3 letras para pesquisar

3. Selecione o material desejado

Filtrar por material

Código ou nome do material ⓘ

Digite o código ou nome

- 65156650 - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUE TIPO PONTA DE LAPIS -
- 75100495 - LAPIS BORRACHA -
- 75100711 - LAPIS DE CERA
- 75100959 - LAPIS PASTEL -
- 75100010 - LAPIS -**
- 75100037 - LAPIS DE COR -
- 75200040 - APONTADOR PARA LAPIS -
- 75200155 - PORTA LAPIS E CANETAS -
- 75200341 - MAQUINA DE APONTAR LAPIS -
- 85300314 - LAPIS PARA TOUCADOR -
- 65150597 - LAPIS DERMATOGRAFICO -
- 69100055 - LAPIS PARA TESTE PMK -

4. Clique no botão **PESQUISAR**